

## Gerinnungsdiagnostik: Geräte-, Reagenzien und ggf. Referenzbereichsänderung

Ab dem 21. August 2023 werden die Spezialgerinnungsparameter C1 Esterase Inhibitor Aktivität, APCR (aktivierte Protein C Resistenz), Faktor V und Faktor VII und ab dem 24. August 2023 der Parameter Faktor XIII auf die Geräte und Reagenzien der Fa. Werfen umgestellt. Im Zuge dessen haben sich die Referenzbereiche geändert.

Die Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Änderungen:

Spezialgerinnungsdiagnostik		
Parameter	Alter Referenzbereich	Neuer Referenzbereich
C1 Esterase Inhibitor Aktivität	70-130 %	70-130 %
APCR (aktivierte Protein C Resistenz)	2,0-3,5 Ratio	2,61-3,32 Ratio
Faktor V	70-140 %	62-139 %
Faktor VII	70-120 %	50-129 %
Faktor XIII	70-140 %	75,2-154,8 %

Die Verifikation der Gerinnungsparameter bestätigte die Vergleichbarkeit der Tests. In der Übergangszeit finden Sie an den jeweiligen Parametern einen Hinweis auf die Referenzbereichsänderung.

Die Präanalytik in der Gerinnungsdiagnostik ist von dieser Umstellung nicht betroffen. Für fachliche Rückfragen steht Ihnen unser Ärzt:Innen-Team gerne zur Verfügung.